

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. MDT/1

Podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, v platném znění a v souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky

Výrobce: **MEDITES PHARMA, spol. s r. o.**
Sídlo: **Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2625, Česká republika**
CZ - 756 61
IČO: **45194815**

tímto prohlašuje, že sterilní zdravotnické prostředky

CITRASOL

jehož varianty a obchodní názvy jsou uvedeny v příloze „A“, která je nedílnou součástí tohoto prohlášení,

vyhovuje základním požadavkům definovaným v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a Směrnice Rady 93/42/EHS, které se na něj s přihlédnutím k určenému účelu použití vztahují.

Popis zdravotnického prostředků:

Zdravotnický prostředek CITRASOL 4% (Natrii citras 4%) je dodáván v PP vacích o objemu 250 ml (plněný objem 250 ml), 1 000 ml (plněný objem 1 000 ml) a 2 000 ml (plněný objem 1 500 ml a 2 000 ml). Vaky jsou uzavřeny 2 konektory a zabaleny jednotlivě do přebalového sáčku.

Zdravotnický prostředek CITRASOL 0,5% (Natrii citras 0,5 %) je dodáván v PP vacích o objemu 5 000 ml (plněný objem 5 000 ml). Vaky jsou uzavřeny 2 konektory a zabaleny jednotlivě do přebalového sáčku.

Zdravotnický prostředek CITRASOL ACD-A je dodáván v PP vacích objemu 250 ml (plněný objem 250 ml), 500 ml (plněný objem 500 ml) a 1 000 ml (plněný objem 750 ml). Vaky jsou uzavřeny 2 konektory a zabaleny jednotlivě do přebalového sáčku.

Zdravotnický prostředek CITRASOL CPD50 je dodáván v PP vacích objemu 250 ml (plněný objem 150 ml a 250 ml). Vaky jsou uzavřeny 2 konektory a zabaleny jednotlivě do přebalového sáčku.

Zdravotnické prostředky jsou sterilní, čiré a prosté bakteriálních endotoxinů.

Účel použití:

Zdravotnické prostředky CITRASOL 4% a CITRASOL 0,5% jsou určeny k antikoagulaci plné krve během kontinuálních eliminačních metod, které nahrazují funkce ledvin (Continuous Renal Replacement Therapy-CRRT).

Zdravotnický prostředek CITRASOL 4% je určen i pro aferetické metody a metody sorpční.

Zdravotnické prostředky CITRASOL ACD-A a CITRASOL CPD50 jsou roztoky určené k antikoagulaci plné krve při automatizované aferéze.

Riziková třída podle přílohy č. 9 NV č. 54/2015 Sb.: klasifikační pravidlo 3: **Ib**

Neinvazivní zdravotnický prostředek určený pro měnění biologického nebo chemického složení krve, jiných tělních tekutin nebo jiných tekutin určených pro infúzi do těla.

Při výrobě a distribuci jsou dodržovány požadavky:

ČSN EN ISO 13 485 ed. 2: 2016, ČSN EN ISO 14 971:2012, ČSN EN ISO 15223-1:2017, Český lékopis a vnitřní předpisy MEDITES PHARMA spol. s r.o..

Na posuzování shody se podílela notifikovaná osoba:

Název: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
Sídlo: Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká Republika
Číslo notifikované osoby: 1023
IČO: 47910381

která vystavila: ES Certifikát č.: 19 0664 QS/NB rev. d (platnost od 04.05.2021 do 27.05.2024)
podle přílohy II Směrnice Rady 93/42/EHS.

MEDITES PHARMA
spol. s r.o.
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 4.5.2021

Nahrazuje ES prohlášení o shodě č. MDT/1 z: 13.10.2020



Libuše Franová, jednatel
jméno, funkce a podpis odpovědné osoby výrobce

Příloha „A“ k ES prohlášení o shodě, které bylo vydáno dne: 4.5.2021

Varianty zdravotnických prostředků CITRASOL:

	REF
CITRASOL 4% 250 ml	601030
CITRASOL 4% 250 ml	601031
CITRASOL 4% 1 000 ml	601010
CITRASOL 4% 1 000 ml	601011
CITRASOL 4% 1 500 ml	601510
CITRASOL 4% 2 000 ml	601023
CITRASOL 4% 2 000 ml	601021
CITRASOL 0,5% 5 000 ml	603050
CITRASOL ACD- A 250 ml	604030
CITRASOL ACD- A 250 ml	604031
CITRASOL ACD- A 500 ml	604050
CITRASOL ACD- A 500 ml	604051
CITRASOL ACD- A 750 ml	604080
CITRASOL ACD- A 750 ml	604081
CITRASOL CPD50 150 ml	605020
CITRASOL CPD50 150 ml	605021
CITRASOL CPD50 250 ml	605030
CITRASOL CPD50 250 ml	605031